

Pharmacogenomics

保管して管理

SAMPLE TRACKING SYSTEM
検体管理システム



A diagram showing a printer on the left printing a label. The label features a barcode, the text 'MEDIBIC-ABC-XXX', and a QR code. To the right of the printer, a separate box shows a larger version of the label with the same elements, including the 'MediBic' logo and a green checkmark.

确实




安心



明快

确实

公益財団法人 先端医療振興財団との共同事業である「検体保管管理サービス（検体バンキングサービス）」を中心に、PGxを取り入れた臨床試験に関するコンサルテーションからデータ解析まで、テラーメイド創薬®の時代に向けて変化する開発プロセスを戦略的にサポートしております。



■ 関連画像（匿名化システム）

<Anonymity>個人情報管理

新規	検索	検体者ID	氏名	性別	生年月日	同意区分	病名告知
		PD001	佐藤 一郎	男	1960/01/01	有	既
		PD002	鈴木 次郎	男	1960/01/02	有	既
		PD003	高橋 三郎	男	1960/01/03	有	既
		PD004	田中 四郎	男	1960/01/04	有	既
		PD005	渡辺 五郎	男	1960/01/05	有	既
		PD006	伊藤 六郎	男	1960/01/06	有	既
		PD007	山本 七郎	男	1960/01/07	有	既
		PD008	中村 八郎	男	1960/01/08	有	既

修正 CSV出力 削除 閉じる

<Anonymity>匿名化コード生成

生成
プロジェクトID: PJ1023 プロジェクト選択

試験名: ×××疾患者(男性)における○○○に対する◆◆の臨床第Ⅰ相試験

キー 値
 治験依頼者区分: ×××大学
 検体種別区分: 血液

生成数: 100 生成 匿名化コードラベル印刷 閉じる

生成結果
匿名化コード

匿名化コード生成に必要な情報を選択し、生成数を指定するだけで匿名化コードの発生が可能です。

上図：個人情報管理画面

右図：匿名化コード生成画面

株式会社メディビック MediBic

(本社) 〒105-0014 東京都港区芝1丁目7番5号 ロート東京ビル5階
TEL 03-5439-9690 / FAX 03-5439-9696

(関西ラボ) 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル7階
TEL: 078-306-1836 / FAX: 078-306-1837
E-mail: info@medibic.com URL: <http://www.medibic.com>

※本カタログに記載された商品の機能・性能は断りなく変更されることがあります。