




SAMPLE TRACKING SYSTEM 検体管理システム

SATS

Pharmacogenomics

匿名化して保管

保管して管理

SAMPLE ANONYMITY SYSTEM
匿名化システム



SAMPLE BANKING SERVICE
検体保管管理サービス



SAMPLE TRACKING SYSTEM
検体管理システム

Anonymity

SATS

Step 1

強固なセキュリティ機能と
バーコード機能、
個人情報保護に最適な匿名化システム

Blowfish法を用いた匿名化。
匿名化番号管理や、個人情報
との連結管理も行えます。

確実

Step 2

日本初の公的機関と連携した、
警備・災害対策が万全な
検体保管管理サービス

標準業務手順書 検体保管室

製薬企業の臨床試験、
公的研究機関のコホート研究
等の検体を保管しております。

安心

Step 3

グラフィック中心の管理画面。
現場の声から生まれた
操作が簡単な検体管理システム

登録まで簡単3ステップ。
保管庫の占有率に応じて色が
変わります。

明快

株式会社メディビックは、新薬開発や探索・基礎研究を行う企業や研究機関向けに、バイオマーカーや PGx (ファーマコゲノミクス) の技術やノウハウを活用した製品・サービスを提供しております。

Close-Up

グラフィック中心の管理画面。
現場の声から生まれた
操作が簡単な検体管理システム

■ 保管場所グリッドで直感操作

- ◆グリッドを駆使したグラフィックで、保管場所を見やすく表示。
- ◆占有率の度合いに応じて色が変化。
- ◆グリッド構成をカスタマイズすることで、お客様の環境を忠実に再現。

■ アラート機能① - 保管期限アラート


- ◆保管期限が近付いた保管中の検体を自動的に抽出通知し、注意を促します。

■ アラート機能② - 同意撤回アラート

- ◆同意撤回があった保管中の検体を自動的に抽出通知し、注意を促します。

■ 基本機能 - 連続登録機能


- ◆保管場所の始点（黄色セル）とステータスを入力しておく
最短3ステップで、連続登録することができます。



- 1: 検体番号の入力
- 2: 登録ボタンをクリック
- 3: 保存完了（グリッドに反映）

明快

公益財団法人 先端医療振興財団との共同事業である「検体保管管理サービス（検体バンキングサービス）」を中心に、PGxを取り入れた臨床試験に関するコンサルテーションからデータ解析まで、テラーメイド創薬®の時代に向けて変化する開発プロセスを戦略的にサポートしております。



■ 関連画像（検体管理システム）

<SATS> 検体管理

プロジェクト管理 新規登録 検索 情報 システム ログアウト

プロジェクトID	試験名	検体番号	親検体番号	分注番号	入庫状態
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL001	UNIP.J1023BL001	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL002	UNIP.J1023BL002	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL003	UNIP.J1023BL003	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL004	UNIP.J1023BL004	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL005	UNIP.J1023BL005	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL101	UNIP.J1023BL005	1	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL102	UNIP.J1023BL005	2	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL103	UNIP.J1023BL005	3	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL006	UNIP.J1023BL006	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL007	UNIP.J1023BL007	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL008	UNIP.J1023BL008	0	保管
P.J1023	×××疾患者(男性)...	UNIP.J1023BL009	UNIP.J1023BL009	0	保管

詳細 CSV出力 分注 入庫状態一括更新 削除

<SATS> 検体詳細

プロジェクトID P.J1023
 試験名 ×××疾患者(男性)における○○○に対する◆◆◆阻害薬 I
 相試験

親検体番号 UNIP.J1023BL010
 分注番号 0
 分注入庫済み 3

検体番号 UNIP.J1023BL008
 同意取得日 2012/01/26
 同意撤回日
 入庫状態 保管
 同意撤回日 2012/05/01
 サンプルタイプ 血液
 開示 開示
 作業日時 2012/03/06 00:00
 開示日 2012/03/06
 開示撤回日 2012/03/06

サンプル量 100 ml
 保管期限日 2020/02/01
 保管補償 ×××大卒
 保管場所 冷蔵 検体保管室 第1
 保管温度 冷蔵 1-1 1-1 2-1
 備考

分注 子検体一覧

番号	検体番号	入庫状態	サンプル
1	UNIP.J1023BL001	保管	血液
2	UNIP.J1023BL002	保管	血液
3	UNIP.J1023BL003	保管	血液

修正 閉じる

上図：検体管理画面

右図：検体管理 詳細画面（閲覧モード）

株式会社メディビック MediBic

（本社） 〒105-0014 東京都港区芝1丁目7番5号 ロート東京ビル5階

TEL 03-5439-9690 / FAX 03-5439-9696

（関西ラボ） 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル7階

TEL: 078-306-1836 / FAX: 078-306-1837

E-mail: info@medibic.com URL: <http://www.medibic.com>

※本カタログに記載された商品の機能・性能は断りなく変更されることがあります。